

**BIOO SCIENTIFIC®**

THE NGS EXPERTS™

NEXTflex™ Small RNA Barcodes

NEXTflex™	Index Sequence	Reverse Complement
PCR Primer 1	CGTGAT	ATCACG
PCR Primer 2	ACATCG	CGATGT
PCR Primer 3	GCCTAA	TTAGGC
PCR Primer 4	TGGTCA	TGACCA
PCR Primer 5	CACTGT	ACAGTG
PCR Primer 6	ATTGGC	GCCAAT
PCR Primer 7	GATCTG	CAGATC
PCR Primer 8	TCAAGT	ACTTGA
PCR Primer 9	CTGATC	GATCAG
PCR Primer 10	AAGCTA	TAGCTT
PCR Primer 11	GTAGCC	GGCTAC
PCR Primer 12	TACAAG	CTTGTA
PCR Primer 13	TTGACT	AGTCAA
PCR Primer 14	GGAACT	AGTTCC
PCR Primer 15	TGACAT	ATGTCA
PCR Primer 16	GGACGG	CCGTCC
PCR Primer 17	CTCTAC	GTAGAG
PCR Primer 18	GCGGAC	GTCCGC
PCR Primer 19	TTTCAC	GTGAAA
PCR Primer 20	GGCCAC	GTGGCC
PCR Primer 21	CGAAAC	GTTTCG
PCR Primer 22	CGTACG	CGTACG
PCR Primer 23	CCACTC	GAGTGG
PCR Primer 24	GCTACC	GGTAGC
PCR Primer 25	ATCAGT	ACTGAT
PCR Primer 26	GCTCAT	ATGAGC
PCR Primer 27	AGGAAT	ATTCCT
PCR Primer 28	CTTTTG	CAAAAG
PCR Primer 29	TAGTTG	CAACTA
PCR Primer 30	CCGGTG	CACCGG
PCR Primer 31	ATCGTG	CACGAT
PCR Primer 32	TGAGTG	CACTCA
PCR Primer 33	CGCCTG	CAGGCG
PCR Primer 34	GCCATG	CATGGC
PCR Primer 35	AAAATG	CATTTT
PCR Primer 36	TGTTGG	CCAACA
PCR Primer 37	ATTCCG	CGGAAT
PCR Primer 38	AGCTAG	CTAGCT
PCR Primer 39	GTATAG	CTATAC
PCR Primer 40	TCTGAG	CTCAGA

PCR Primer 41	GTCGTC	GACGAC
PCR Primer 42	CGATTA	TAATCG
PCR Primer 43	GCTGTA	TACAGC
PCR Primer 44	ATTATA	TATAAT
PCR Primer 45	GAATGA	TCATTC
PCR Primer 46	TCGGGA	TCCCGA
PCR Primer 47	CTTCGA	TCGAAG
PCR Primer 48	TGCCGA	TCGGCA

©Bioo Scientific Corp. • 2015 v1.1